

Endomed introduceert het **FIXIT schedel fixatie systeem**

Het nieuwe en unieke schedelfixatiesysteem FIXIT is door **Medicon** ontwikkeld in samenwerking met Prof.Dr. Sörenson van de Neurochirurgische Kliniek in Würzburg.

Het FIXIT schedelfixatiesysteem kenmerkt zich door de volgende eigenschappen:

- **veiligheid**
- **stabiliteit**
- tevens uitermate geschikt voor kinderen

Het FIXIT systeem is een nieuw concept bestaande uit:

Schedelklem vlg. Sörenson: nieuw ontwikkeld , uit één geheel met de volgende voordelen:

- 8 verschillende fixatiepenen, waardoor vele combinatie mogelijkheden:
- zowel één-, twee- als driepunts snelsluiting voor het verwisselen van de diverse fixatiepenen
- safety lock
- drukindicator met veersysteem voor druk 30N en 85N
- "pistool" handgreep voor zeer goede éénhandsbediening bij grove- en fijninstelling
- steriliseerbaar

Basis unit Hydraulicus voor de bevestiging van de schedelklem aan de tafel.

Het unieke concept staat borg voor absolute stabiliteit en veiligheid met de volgende eigenschappen:

- bevestiging aan alle gangbare operatietafels
- lichte positionering en snelle fixatie middels hydraulische voetbediening

